

Белок Сканпро	Показатели	Колбасы с/к	Колбасы в/к	Колбасы п/к	Сосиски, сардельки, вареные колбасы	Паштеты	Зельцы, студни	Тесто	Фарши для п/ф	Продажа мяса в охлажд. (замор.) виде	Ветчина в оболочках	Копчености
Высокофункциональная группа Сканпро Т95	Связывание воды: 1:20. Связывание жира 1:15-20.	Гель-1:9 с заменой до 10% в виде гранул (из опыта работы)	1) 1-2% в сухом виде; 2) Гель- 1:10 с заменой в виде гранул до 20% 3) Уводнение мяса на 40-50% с заменой до 30%	1) 1-2% в сухом виде; 2) БЖЭ-1:15:15 с заменой до 20% 3) Гель- 1:10 с заменой в виде гранул до 20% 4) Уводнение мяса на 40-50% с заменой до 30%	1) 1-3% в сухом виде; 2) БЖЭ-1:15(20):15(20) с заменой до 30% 3) Гель- 1:15 с заменой до 20% 4) Уводнение мяса на 40-50% с заменой до 30%	1) 1-2% в сухом виде; 2) БЖЭ-1:15(20):15(20) с заменой до 30%	1-3% в сухом виде	300-500 грамм на 100 кг теста в сухом виде	1) БЖЭ-1:15:15 с заменой до 20% 2) Гель- 1:15 с заменой до 30%	Инъекция 10-20%	1-3% в сухом виде	0,5-1% на 100 кг рассола
Высокофункциональная группа Сканпро Т 92/СФ	Связывание воды: 1:15. Связывание жира 1:15.	-	1) 1-2% в сухом виде; 2) Гель- 1:10 с заменой в виде гранул до 20% 3) Уводнение мяса на 40-50% с заменой до 30%	1) 1-2% в сухом виде; 2) БЖЭ-1:15:15 с заменой до 20% 3) Гель- 1:10 с заменой в виде гранул до 20% 4) Уводнение мяса на 40-50% с заменой до 30%	1) 1-3% в сухом виде; 2) БЖЭ-1:15:15 с заменой до 30% 3) Гель- 1:15 с заменой до 20% 4) Уводнение мяса на 40-50% с заменой до 30%	1) 1-2% в сухом виде; 2) БЖЭ-1:15:15 с заменой до 30%.	1-3% в сухом виде	300-500 грамм на 100 кг теста в сухом виде	1) БЖЭ-1:15:15 с заменой до 20% 2) Гель- 1:15 с заменой до 30%	Инъекция 10-20%	1-3% в сухом виде	0,5-1% на 100 кг рассола
Функциональная группа Сканпро 1015/1	Связывание воды: 1:3-7. БЖЭ — не работает	Гель-1:3 с заменой до 10% в виде гранул	1) 1-3% в сухом виде 2) Гель- 1:4-5 с заменой в виде гранул (или геля) до 20%	1) 1-3% в сухом виде 2) Гель- 1:4-5 с заменой в виде гранул (или геля) до 20%	1) 1-3% в сухом виде, но с предварительной обязательной гидратацией; 2) Гель- 1:3-7 с заменой до 20%;	1-3% в сухом виде	-	-	1) 1-3% в сухом виде для колбасок-гриль 2) Гель - 1:4-5 (холодной водой) или гель-1:6-7 (горячей водой) с заменой 10-15%.	В фарши: гель 1:4 с заменой до 20%	1-3% в сухом виде	-

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЖИВОТНЫМИ БЕЛКАМИ «СКАНПРО»

Белок Сканпро	Показатели	Колбасы с/к	Колбасы в/к	Колбасы п/к	Сосиски, сардельки, вареные колбасы	Паштеты	Зельцы, студни	Тесто	Фарши для п/ф	Продажа мяса в охлажд. (замор.) виде	Ветчина в оболочках	Копчености
Функциональная группа Сканпро 1015/СФ	Связывание воды: 1:3-10. БЖЭ — не работает	Гель-1:3 с заменой до 10% в виде гранул	1) 1-3% в сухом виде 2) Гель- 1:4-5 с заменой в виде гранул (или геля) до 20%	1) 1-3% в сухом виде 2) Гель- 1:4-6 с заменой в виде гранул (или геля) до 20%	1) 1-3% в сухом виде 2) Гель- 1:4-10 с заменой до 20%;	1-3% в сухом виде	-	-	1) 1-3% в сухом виде для колбасок-гриль 2) Гель - 1:4-5 (холодной водой) или гель-1:6-7 (горячей водой) с заменой 10-15%.	В фарши: гель 1:4 с заменой до 20%	1-3% в сухом виде	-
Функциональная смесь на основе животного белка Сканпро СЕ 40	Связывание воды: 1:10-20. Связывание жира 1:15	-	1) Гель — 1:10-12 с заменой 10-15% 2) Искусственный шпиг 1:6:10 с полной заменой натур. шпига	1) 1-2% в сухом виде 2) БЖЭ-1:15:15 с заменой 15-20% 3) Гель — 1:10-12 с заменой 10-15% 4) Мясная система с ММД-1:3:12 с заменой до 30% 5) Мясная система с триммингом, мясообрезью, головизной-1:3:10 с заменой до 30% 6) Искусственный шпиг 1:6:10 с полной заменой натур. шпига	1) 1-2% в сухом виде 2) БЖЭ-1:15:15 с замен. до 30% 3) Гель — 1:15-20 с заменой 10-15% 4) Мясная система с ММД-1:3:12 с заменой до 30% 5) Мясная система с триммингом, мясообрезью, головизной-1:3:10 с заменой до 30% 6) Искусственный шпиг 1:6:10 с полной заменой натур. шпига	-	-	-	-	-	-	-

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЖИВОТНЫМИ БЕЛКАМИ «СКАНПРО»